

COMPATIBILITE DES COUPLES GENERATEUR /NEBULISEUR ET DES MEDICAMENTS

Générateur / nébuliseur	ABox+ ou Aerodjinn® / NL9 Mu	ABox+ ou Aerodjinn® / NL9 MuCo	Pari boy / LC Sprint	eFlow rapid ou eBase / eFlow®rapid	eFlow rapid ou eBase / Altera® / Lamira®
Médicaments					
TOBI®	X	X	X	X	
Colymicine®		X	X	X	
Tadim®		X	X	X	
Cayston®					X Nébuliseur Altera® fourni avec le médicament
Arikayce®					X Nébuliseur Lamira® fourni avec le médicament
Sérum salé hypertonique / Nébusal®	X	X	X	X Non recommandé Détérioration de la membrane	
Pulmozyme®	X	X	X	X	