



Recommandations pour la désinfection par vapeur

Rédigé par le groupe de travail Aérosols du réseau EMERAA

Version n° 3
Date : 31/05/2022

INDICATIONS

Ceci est le moyen de désinfection que le réseau recommande de manière préférentielle pour les dispositifs réutilisables.

L'eau chauffée dans l'appareil se transforme en vapeur pour une désinfection totale et rapide.

Vous pouvez utiliser n'importe quel désinfecteur à biberons tant que la désinfection dure **au moins 6 minutes, à plus de 90°C**.

Elle se pratique uniquement sur du matériel nettoyé.

Tutoriel de la Filière Muco CFTR : <https://www.youtube.com/watch?v=3kSW6lPd8sM>

REGLES D'UTILISATION

Si vous avez plusieurs aérosols à faire dans la journée, lavez chaque nébuliseur après utilisation et désinfectez-les tous en même temps.

Une totale désinfection n'est garantie que si le processus n'est pas interrompu.

Ce procédé naturel consomme peu d'électricité compte-tenu de la faible quantité d'eau utilisée.

Stockez les pièces une fois sèches (4h minimum) dans un endroit propre et sec (boîte plastique fermée ou linge propre non pelucheux) jusqu'à la prochaine utilisation.